



ISCALURE TMLplug

Atrativo para mosca-das-frutas

Descrição do Produto

O ISCALure TMLplug é um atrativo específico e seletivo para a mariposa macho da Mosca-das-frutas (*Ceratitis capitata*). Quando usado com armadilhas Jackson ou ISCAbola Multilure identifica a presença da praga além de auxiliar na tomada de decisão de controle com dados precisos de flutuação populacional do inseto.

ISCALure

ISCALures são evaporadores de feromônio, impregnados em septos de borracha. As liberações são controladas e constantes e similares a do inseto alvo. Muito utilizado em sistemas de identificação de presença, flutuação populacional e captura massiva.

Funcionamento

A ação do paraferomônio atrai o macho para dentro da armadilha. Na armadilha Jackson as moscas ficam grudadas num refil de papel com cola. Na armadilha ISCAbola as moscas entram pelo funil e ficam presas ao tentar sair pelo domo superior transparente.

Uso

O ISCALure® TMLplug é usado para atrair os adultos de *Ceratitis capitata* para armadilhas Jackson ou ISCAbola Multilure. Através de inspeções periódicas é possível determinar a presença desta espécie e a sua flutuação populacional no pomar.

Indicação de Uso

Montar as armadilhas antes de fazer a instalação, inclusive colocando os refis com cola e os atrativos. Siga as instruções de montagem da armadilha.

Utilize uma pinça para manipular o atrativo.

Não coloque o atrativo na armadilha com a mão, para evitar a contaminação pelo paraferomônio do lado de fora da armadilha. Havendo esta contaminação, o inseto não entra na armadilha prejudicando o monitoramento.

Numere as armadilhas, identificando a armadilha, o atrativo e o campo onde ficarão. Coloque as armadilhas 3m para dentro do pomar. Pendure as armadilhas no terço superior da planta, entre 1,80m a 2,10m do solo.

Faça a contagem dos insetos retirando-os do piso aderente. Recomenda-se que o monitoramento seja realizado pelo menos uma vez por semana, sempre no mesmo dia da semana. Trocar o piso aderente quando verificada a perda parcial de aderência.

Troque os septos com paraferomônio a cada 6 semanas.

Dose:

Recomenda-se o uso de 1 a 2 armadilhas por hectare. No caso de áreas com menos de dois hectares utilize pelo menos duas armadilhas, para possibilitar o uso do dado da média de capturas. Faça uma distribuição equidistante das armadilhas.

CÓDIGO DO PRODUTO Nº: 10102012

REGISTRO NO MAPA N. : 08105

Esta ficha técnica não substitui o rótulo e bula.

COMPOSIÇÃO:

Trimedlure.....555,5 g/kg

Ingrediente Inerte

(plug de Policriamida).....444, 5 g/kg

CLASSE TOXICOLÓGICA:

Classe IV – produto de baixo Risco Toxicológico.

CLASSE AMBIENTAL:

Classe IV – pouco perigoso para o meio ambiente.

ASPECTO:

Pelete de cera de vermelho translúcido.

ESTOQUE:

Manter o produto em sua embalagem original, em local seguro e isolado de alimentos e bebidas.

PRECAUÇÕES:

Usar luvas descartáveis de látex quando retirar o septo de dentro do envelope barreira plástico aluminizado, cuidando para não tocar na armadilha com a mesma luva que entrou em contato com o septo. Pendurar as armadilhas Delta Plásticas no terço superior da copa da planta, a aproximadamente 1,80m do solo.

VALIDADE:

Dois anos após data de fabricação. Verifique na embalagem.

EMBALAGEM:

O ISCALure TMLplug é comercializado em embalagens de 10 unidades.

Fotos e ilustrações:



Armadilha Jackson com iscalure tmlplug